

NANO C

LIGHT CARBON DESIGN

#leuchtetein

MEYRA®  REFLECTIVE BERLIN





Carbon



Leergewicht
7,5 kg



Schmalste
Gesamtbreite

MEYRA | NANO C

DESIGNED BY LIGHTNESS

Der NANO C überzeugt durch Leichtigkeit und Stabilität. Dabei spielen die leichten Bauteile aus Carbon wie der Rahmen, der Rücken, die Seitenteile und die Fußplatte eine bedeutende Rolle. Der Rahmen ist in der Monocoque-Bauweise aus einem Stück hergestellt, was ihm eine besondere Steifigkeit verleiht, die sich laut Testfahrern positiv auf das Fahrverhalten auswirkt. Mit nur 7,5 kg Leergewicht ist der NANO C der leichteste mehrfach verstellbare Monocoque-Aktivrollstuhl. Die vielen Verstellmöglichkeiten und hochwertigen Carbon-Bauteile sorgen bereits ab der Basisversion für eine ausgesprochen hohe Funktionalität und Alltagstauglichkeit. Das moderne Design ist zudem ein echter Hingucker! Neben der Carbon-Optik ist optional eine individuelle Nasslackierung möglich.



Reflective Sticker

LIGHT
IT UP



Sicherheit im Dunkeln – die stark reflektierenden Reflective Sticker sorgen für bessere Sichtbarkeit auf der Straße. In Zusammenarbeit mit den kreativen Köpfen von REFLECTIVE Berlin wurde das coole Design mit MEYRA-Elementen und -Farben entwickelt.

- ▶ High-Tech Sicherheitsmaterial
- ▶ Hohe Signalwirkung durch starke, gezielte Reflektion
- ▶ UV-beständig, kratz- & wetterfest
- ▶ Reflektivität für mindestens 7 Jahre garantiert
- ▶ Stark haftend

test it >





REFLECTIVE BERLIN

Seit 2015 machen sich Ebi und Antoine – die zwei Gründer von REFLECTIVE Berlin – auf stilvolle Weise für alle stark, die sich auf den Straßen tummeln. Sicherheit ist für die zwei nämlich ein Lifestyle. Dass diese nicht nur funktional und langweilig sein muss, zeigen die beiden mit stylischen, reflektierenden Accessoires in Form von hochwertigen Stickern und Wearables. Mit einer nachhaltigen Herstellung, Kartonverpackungen und Zusammenarbeit mit lokalen sozial-inklusiven Einrichtungen tun sie der Umwelt doppelt gut. Grund genug für unsere exklusive Zusammenarbeit – das Ergebnis kann sich sehen lassen!

www.reflective.berlin

join us!

MEYRA GmbH Meyra-Ring 2 | D-32689 Kalletal-Kalldorf | Tel +49 5733 922 - 311
info@meyra.de | www.meyra.de |  @meyra.gmbh |  @meyra.rollstuehle

Skyline: © SimpLine – stock.adobe.com; Hintergrund: © releon8211 – stock.adobe.com