

AVANTI

1.736

HMV: 18.50.03.0160

HMV: 18.50.03.1067 Rahmen kurz



Zugelassenes Benutzergewicht

75 kg Rahmen kurz (C-351)

135 kg Rahmen mit-kurz (C-349) / mittel (C-352) / lang (C-353) bis SB 460mm

160 kg Rahmen lang (C-353) ab SB 480mm



Für Personentransport geeignet

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)

nicht i.V. mit Hemi-Lenkabel CODE 173/4906






Bis zu 12° Sitzneigung für feinstufige Anpassungsmöglichkeiten



Höhenverstellbares Seitenteil mit Einhandbedienung



Einzigartige Bremse mit extrem geringem Betätigungskräften



Teleskopier- und winkeleinstellbare Rückenhöhen für die ideale Anpassung an sich verändernde Krankheitsbilder

Vielseitig und Aktiv

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Kompatibilität zum MEYRA-Baukasten erlaubt schlanke Lagerwirtschaft
- Sicherheit der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhändlerstruktur
- Hohe Variabilität ohne Teiletausch
- Bedarfsgerechte Sitzhöhenverstellung bis hin zu Hemiplegiebedarf

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Feinstufige Anpassungsmöglichkeiten
- 3 Rahmenlängen ermöglichen eine sehr gute proportionale Zuordnung
- Therapeutisch bewährtes Zubehör in ausgeprägter Vielfalt
- Ausstattung an persönliche Bedürfnisse anpassbar, auch bei sich verändernden Krankheitsbildern
- Umfangreiches Baukastensystem

EINSATZBEREICH

- Adaptivrollstuhl für den universellen Alltagseinsatz
- Langzeitversorgung mit hohem Anpassbedarf
- Klinikversorgung
- Neurologische Krankheitsbilder
- Geriatrische Krankheitsbilder
- Verstärkte Ausführung bis 160 kg und bis Sitzbreite 580 mm

● BESTELLUNG

○ KOSTENVORANSCHLAG

○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.03.0160

HMV: 18.50.03.1067 Rahmen kurz

**Preis Grundmodell****2.096,00 €****Grundausrüstung**

- Lenkrad 142 mm Soft-Vollgummi
- Antriebsräder 24"
- Greifreifen Aluminium
- Rückengurt anpassbar, light
- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar

- Fußstützen hochklappbar, höhen-, winkelverstellbar
- Rahmenfarbe Silverline
- Sitzgurt nachspannbar
- Flauschband auf Sitzgurt

**Zugelassenes Benutzergewicht**

75 kg Rahmen kurz (C-351)
135 kg Rahmen mit-kurz (C-349) / mittel (C-352) / lang (C-353) bis SB 460mm
160 kg Rahmen lang (C-353) ab SB 480mm

**Für Personentransport geeignet**

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)
nicht i.V. mit Hemi-Lenkabel CODE 173/4906

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung



Technische Daten

¹⁾ i.V. mit Zusatzantrieben darf das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten werden

	RAHMEN KURZ	RAHMEN MIT./GEK-	RAHMEN MITTEL	RAHMEN LANG
Sitzbreiten in mm	300 - 360	360 - 580	360 - 580	360 - 580
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite + 200 / Bei Seitenteil CODE 100 Sitzbreite +180			
Breite gefaltet in mm ab	280			
Sitztiefe in mm	330 - 380	380 - 400	350 - 460	480 - 530
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	370-500 / 370-470	370 - 560 / 370 - 520	400-560 / 390-520	400-560 / 390-520
Rückenhöhe in mm	340 - 500	340 - 500	380 - 440	380 - 440
Armlehnenhöhe in mm	165 - 240	200 - 290	200 - 290	200 - 290
Länge mit Fußstütze in mm	880	1010	1040	1120
Länge ohne Fußstützen in mm	660		770	850
Personengewicht	75 kg	135 kg	135 kg	ab SB 480 160 kg
Leergewicht ab	12 kg	13 kg	13 kg	13 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	87 kg	155 kg	148 kg	ab SB 480 185 kg ¹⁾
Transportgewicht	8 kg	8,5 kg	8,5 kg	9 kg
Antriebsrad mm/Zoll	510/20 - 560/22	560/22 - 610/24	560/22 - 610/24	560/22 - 610/24
Bremsprüfung nach NORM	7°			

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**01 Rahmen und Beinstützen**

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 93	70° Beinstützen, wegschwenkbar und abnehmbar, Paar  Nicht i.V. mit Rahmen kurz (C-351)		0,00
☐ 759	70° Beinstütze, wegschwenkbar und abnehmbar, links  Nicht i.V. mit Rahmen kurz (C-351)		0,00
☐ 760	70° Beinstütze, wegschwenkbar und abnehmbar, rechts  Nicht i.V. mit Rahmen kurz (C-351)		0,00
☐ 293	78° Beinstützen, wegschwenkbar und abnehmbar, Paar		134,00
☐ 92	Beinstützen, wegschwenkbar, abnehmbar und hochschwenkbar, Paar  Nicht i.V. mit Rahmen kurz (C-351), mittel-kurz (C-349) Nicht i.V. mit Einzelfussplatten (C-798)		288,00
☐ 757	Beinstütze, wegschwenkbar, abnehmbar und hochschwenkbar, links  Nicht i.V. mit Rahmen kurz (C-351), mittel-kurz (C-349) Nicht i.V. mit Einzelfussplatten (C-798)		146,00
☐ 758	Beinstütze, wegschwenkbar, abnehmbar und hochschwenkbar, rechts  Nicht i.V. mit Rahmen kurz (C-351), mittel-kurz (C-349) Nicht i.V. mit Einzelfussplatten (C-798)		146,00
☐ 52	Amputationsbeinstützen, Paar  Nicht i.V. mit Rahmen kurz (C-351)		494,00
☐ 4508	Amputationsbeinstütze, links  Nicht i.V. mit Rahmen kurz (C-351)		248,00
☐ 4507	Amputationsbeinstütze, rechts  Nicht i.V. mit Rahmen kurz (C-351)		248,00
☐ 94	Ohne Beinstützen		0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 130	Titangrau	0,00
☐ 206	Mattschwarz	0,00
☐ 227	Redmetallic	0,00
☐ 224	Blaumetallic	0,00
☐ 4044	Redmetallic Matt	0,00
☐ 4049	Oliv-Grün Matt	0,00
☐ 4050	Sky Blue	0,00
☐ 4051	Kreide	0,00
☐ 4919	Silverline	0,00
☐ 4922	Greenmetallic	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Sitzbreite (SB) / Sitztiefe (ST) in Kombination mit Rahmenlänge

RAHMEN	KURZ (C-351)			MIT-KURZ (C-349)		MITTEL (C-352)					LANG (C-353)		
	(C-393)	(C-610)	(C-368)	(C-368)	(C-615)	(C-610)	(C-368)	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-787)	(C-792)	(C-793)
Sitztiefe in mm	330mm	350mm	380mm	380mm	400mm	350mm	380mm	400mm	430mm	460mm	480mm	500mm	530mm
SB 300mm (C-30)	☐ 524,00	☐ 524,00	☐ 524,00										
SB 320mm (C-32)	☐ 524,00	☐ 524,00	☐ 524,00										
SB 340mm (C-34)	☐ 524,00	☐ 524,00	☐ 524,00										
SB 360mm (C-36)	☐ 524,00	☐ 524,00	☐ 524,00	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ 246,00	☐ 246,00	☐ 246,00
SB 380mm (C-38)				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ 246,00	☐ 246,00	☐ 246,00
SB 400mm (C-40)				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ 246,00	☐ 246,00	☐ 246,00
SB 420mm (C-342)				☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐ 246,00	☐ 246,00	☐ 246,00
SB 440mm (C-344)				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ 246,00	☐ 246,00	☐ 246,00
SB 460mm (C-46)				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ 246,00	☐ 246,00	☐ 246,00
SB 480mm (C-48)					☐			☐	☐	☐	☐ 246,00	☐ 246,00	☐ 246,00
SB 500mm (C-350)					☐ 146,00			☐ 146,00	☐ 146,00	☐ 146,00	☐ 392,00	☐ 392,00	☐ 392,00
SB 530mm (C-53)					☐ 386,00			☐ 386,00	☐ 386,00	☐ 386,00	☐ 632,00	☐ 632,00	☐ 632,00
SB 580mm (C-358)					☐ 432,00			☐ 432,00	☐ 432,00	☐ 432,00	☐ 678,00	☐ 678,00	☐ 678,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzbreiten Option

CODE	BEZEICHNUNG	SB	EUR €
☐ 4541	Alu-Doppelkreuzstrebe	360 - 460 mm	314,00
 empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben oder hohen Beanspruchungen			

02 Lenkräder / Vordere Sitzhöhe (VSH) - Rahmen kurz

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)																			
Code	Lenkrad	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
151	Ø 100 Vollgummi	☐		☐																	
325	Ø 125 Vollgummi			☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
154	Ø 142 Soft-Vollgummi							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
161	Ø 150 pannensicher							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

02 Lenkräder / Vordere Sitzhöhe (VSH) - Rahmen mittel-kurz/mittel/lang

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)																			
Code	Lenkrad	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
151	Ø 100 Vollgummi		☐	☐		☐	☐														
325	Ø 125 Vollgummi				☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
154	Ø 142 Soft-Vollgummi									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
143	Ø 150 pannensicher										☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
161	Ø 175 pannensicher												☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
645	Ø 180 luftbereift												☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

 CODE 161 und CODE 645 nicht i.V. mit Rahmen Kompakt CODE 349

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**Sitzhöhenoption**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 4906	HEMI-Distanzblock für seitlich ausgestellte Lenklaufgabel  nur i.V. mit Lenkgabel lang CODE 173 Gabelfarbe schwarz eloxiert	18.99.99.0999	236,00
☐ 903	Verstärkte Lenkradgabeln, empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten		50,00

Bereifung Lenkräder

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 908	Bereifung schwarz  Nur i.V. mit CODE 151, 325 und 154	0,00
☐ 909	Bereifung grau  Nur i.V. mit CODE 151, 325, 154, 143, 161 und 645	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Lenkräder

CODE	BEZEICHNUNG	FELGE	BEREIFUNG	Ø X B	EUR €
☐ 2480	Lightwheel (Paar)	Kunststoff schwarz	Vollgummi, transparent/farbig	100 x 23 mm	146,00
☐ 2481	Lenkrolle (Paar)	Aluminium silber	Vollgummi, schwarz	100 x 32 mm	240,00
☐ 2482	Lenkrolle (Paar)	Aluminium silber	Vollgummi, schwarz	125 x 32 mm	240,00
☐ 2483	Lenkrolle	Aluminium silber	Vollgummi, schwarz	100 x 37 mm	156,00
☐ 2484	Lenkrolle	Aluminium schwarz	Vollgummi, schwarz	100 x 37 mm	156,00
☐ 2485	Lenkrolle	Aluminium weiß	Vollgummi, schwarz	100 x 37 mm	156,00
☐ 2486	Lenkrolle	Aluminium rot	Vollgummi, schwarz	100 x 37 mm	156,00
☐ 2487	Lenkrolle	Aluminium blau	Vollgummi, schwarz	100 x 37 mm	156,00
☐ 2488	Lenkrolle	Aluminium orange	Vollgummi, schwarz	100 x 37 mm	156,00
☐ 2489	Lenkrolle	Aluminium silber	Vollgummi, schwarz	125 x 37 mm	156,00
☐ 2490	Lenkrolle	Aluminium schwarz	Vollgummi, schwarz	125 x 37 mm	156,00
☐ 2491	Lenkrolle	Aluminium weiß	Vollgummi, schwarz	125 x 37 mm	156,00
☐ 2492	Lenkrolle	Aluminium rot	Vollgummi, schwarz	125 x 37 mm	156,00
☐ 2493	Lenkrolle	Aluminium blau	Vollgummi, schwarz	125 x 37 mm	156,00
☐ 2494	Lenkrolle	Aluminium orange	Vollgummi, schwarz	125 x 37 mm	156,00
☐ 2495	Lenkrolle	Carbon schwarz	Vollgummi, schwarz	100 x 30 mm	230,00
☐ 2496	Lenkrolle	Carbon schwarz	Vollgummi, schwarz	125 x 30 mm	230,00

04

Hinterräder / Hintere Sitzhöhe (HSH) - Rahmen kurz

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)																			
Ø	Breite	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
Ø 20 x 1"	1"	☐		☐																	
Ø 22 x 1"	1"				☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐									

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Hinterräder / Hintere Sitzhöhe (HSH) - Rahmen mittel-kurz/mittel/lang

		Hintere Sitzhöhe in mm (HSH)																			
Ø	Breite	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
20"	1"	☐	☐	☐																	
22"	1"			☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐							
22"	1 3/8"				☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐						
24"	1"						☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐					
24"	1 3/8"							☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐		☐				

Hinterräder inkl. Bereifungen & Greifreifen

Das Gewicht ist pro komplettes Rad (ohne Steckachse) angegeben.

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	EUR €
☐ 2465	Six-Star Hochdruckbereifung (8bar) Aluminium Greifreifen	24"	762,00
☐ 752	Light-Rad Schwalbe RightRun Light Bereifungen (Reifenbreite 1") Aluminium Greifreifen schwarz	20"/22"/24"	416,00
☐ 2473	Blacklight-Rad, Aluminium, Felge/Nabe/Speichen schwarz Schwalbe Marathon Plus Bereifungen (Reifenbreite 1") Aluminium Greifreifen	24"	360,00
☐ 2466	Cross-Rad Grobstollenbereifungen (Reifenbreite 1.75") Edelstahl Greifreifen	24"	526,00
☐ 2461	Day-Lite Rad, Aluminium, Felge/Nabe/Speichen schwarz Gazelle Bereifungen (Reifenbreite 1") Aluminium Greifreifen schwarz  Max. Nutzergewicht 100kg	24"	406,00
☐ 2468	Day-Lite Rad, Aluminium, Felge/Nabe/Speichen schwarz Speedlite Bereifungen (Reifenbreite 1") Aluminium Greifreifen schwarz  Max. Nutzergewicht 100kg	25"	360,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Hinterräder (ohne Bereifungen und Greifreifen)

Bereifungen und Greifreifen müssen separat ausgewählt werden; Das Gewicht ist pro Rad (ohne Steckachse) angegeben.

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	GEWICHT	EUR €
☐ 706	Trommelbremsrad, Radialspeichung, 36 Speichen (Edelstahl) Trommelbremse für Begleitperson  Nicht i.V. mit Druckbremse (C-305)	24"		398,00
☐ 651	Standardrad, grau	22"/24"		0,00
☐ 2651	Standardrad, schwarz	24"		0,00
☐ 848	Silverdesign, Radialspeichung und Hochflanschnabe	24"		148,00
☐ 695	Aktiv-Rad, Radialspeichung, Hohlkammerfelge (Jumbo) und Hochflanschnabe schwarz  Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise Nur i.V. mit Greifreifen Edelstahl (C-493) oder Optigripp (C-168) Nicht i.V. mit PU-Breifung (C-902)	24"		238,00
☐ 2470	Spinergy LX, Felge/Nabe und 12x4mm Speichen schwarz  Nicht i.V. mit PU-Bereifung, pannensicher (C-474, C-902)	24"		954,00
☐ 2471	Spinergy LX, Felge/Nabe schwarz, 12x4mm Speichen weiss  Nicht i.V. mit PU-Bereifung, pannensicher (C-474, C-902)	24"		954,00
☐ 2472	Spinergy LX, Felge/Nabe schwarz, 12x4mm Speichen orange  Nicht i.V. mit PU-Bereifung, pannensicher (C-474, C-902)	24"		954,00
☐ 2469	Spinergy CLX, Carbon Felge, Nabe/18x3mm Speichen schwarz  Nicht i.V. mit PU-Bereifung, pannensicher (C-474, C-902)	24"		1.312,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Bereifungen

Die Bereifungen bestehen aus einer Gummimischung, die auf bestimmten Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen kann, z. B. auf Kunststoff-, Holz- oder Parkettböden, Teppichen oder Auslegeware. Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen kann keine Haftung übernommen werden. Das Gewicht ist pro Bereifung angegeben.

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	GEWICHT	EUR €
☐ 486	Luftbereifung mit Rillenprofil, 4 bar, Reifenbreite 1 3/8"	22"/24"		0,00
☐ 902	PU-Bereifung, pannensicher, Reifenbreite 1" oder 1 3/8", grau  Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695) Nicht i.V. mit Spinergy (C-2469, C-2470, C-2471, C-2472)	22"/24"		0,00
☐ 474	PU-Bereifung, pannensicher, Reifenbreite 1", schwarz  Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad (C-695) Nicht i.V. mit Spinergy (C-2469, C-2470, C-2471, C-2472)	24"		0,00
☐ 897	Schwalbe Marathon Plus, pannengeschützt, Reifenbreite 1", schwarz	22"/24"	500g	96,00
☐ 363	Schwalbe One, pannengeschützt, Reifenbreite 1", schwarz	24"		138,00
☐ 395	Maxxis VN Master Alpha Protect, 10 bar, pannengeschützt, Reifenbreite 1", schwarz	24"		50,00

06 Greifreifen

Das Gewicht ist pro Greifreifen angegeben.

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	GEWICHT	EUR €
☐ 494	Aluminium  Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)	22"/24"		0,00
☐ 493	Edelstahl, glänzend poliert	24"		0,00
☐ 168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker  Nicht i.V. mit Greifreifenabstand eng (C-692)	24"		476,00
☐ 849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Profil  Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)	24"		490,00
☐ 850	Curve L Tetra-Grip, Aluminium schwarz, ergonomisches Profil mit Anti-Rutsch-Beschichtung  Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)	24"		490,00
☐ 853	Gekko, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Profil mit integrierter, austauschbarer Silikonlippe  Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)	24"	750g	608,00
☐ 871	Einhandantrieb  Nicht i.V. mit Sitzbreite < 380mm (C-30, C-32, C-34, C-36) und > 480mm (C-350, C-53, C-358) Nur i.V. mit PU-Bereifung 1 3/8" (C-902) Nicht i.V. mit Trommelbremse (C-706) Nicht i.V. mit Radspritzschutz (C-100)	24"		1.042,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Greifreifen Optionen

Das Gewicht ist pro Stück angegeben.

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz  Nicht i.V. mit 20" Hinterräder Nicht i.V. mit Cross-Rad (C-2466), Aluminium Greifreifen (C-494)		162,00
☐ 692	Greifreifenabstand, eng		0,00
☐ 693	Greifreifenabstand, weit		63,00

07 Hinterräder Optionen

Das Gewicht ist pro Stück angegeben.

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 489	Hand- und Speichenschutz, transparent		204,00
☐ 819	Reflektoren  Nicht i.V. mit Hinterräder C-752, C-2473, C-2461, C-2468, C-2470, C-2471, C-2472		27,00

08 Radsturz

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 907	3°  Nicht i.V. mit Trommelbremse (C-706) Nicht i.V. mit Radstandsverlängerung (C-880) Nicht i.V. mit Doppelgreifreifen (C-871) Nicht i.V. mit Seitenteil mit Armpolster (C-107)		67,00

09 Schwerpunkteinstellung

- Position A: C-351=22.5mm ; C-349/352/353=30mm
- Position B: C-351=37.5mm ; C-349/352/353=45mm
- Position C: C-351=52.5mm ; C-349/352/353=60mm
- Position D: C-349/352/353=75mm

	PASSIV	MITTEL	AKTIV
	A	B	C
Position	☐	☐	☐

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Radstanverlängerung

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 880	Radstandverlängerung (60mm)  Nicht i.V. mit Radsturz 3° (C-907) Nur i.V.m. Bremshebelverlängerung CODE 681		154,00

10 Fussplatten - Rahmen kurz

Die Differenz zwischen Sitzhöhe vorne und der Unterschenkellänge muss min. 50mm betragen

USL K 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390													
<div><div>A</div><div>☐</div><div>☐</div><div>☐</div><div>☐</div><div>☐</div><div>☐</div><div>☐</div><div>☐</div><div>☐</div><div>☐</div><div>☐</div></div>													
CODE	USL	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €									
☐ 54	A	Fussplatte durchgehend in schwarz, hochklappbar, höhen-, tiefen- (60mm in 4 Stufen) und winkelverstellbar - Tiefe: 150mm		358,00									
☐ 87	A	Fussplatte durchgehend in schwarz, hochklappbar, höhen-, tiefen- (15mm) und winkelverstellbar - Tiefe: 100mm <div><div>!</div><div>Nicht i.V. mit Sitzbreite > 480mm (C-350, C-53, C-358)</div></div>		320,00									
☐ 798	A	Einzelfussplatten, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar - Tiefe: 160mm <div><div>!</div><div>Nicht i.V. mit Sitzbreite < 380mm (C-30, C-32, C-34, C-36)</div></div>		0,00									
☐ 808	A	Einzelfussplatten in schwarz, hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar - Tiefe: 150mm		154,00									

10 Fussplatten - Rahmen mittel-kurz/mittel/lang

Die Differenz zwischen der vorderen Sitzhöhe (VSH) und der Unterschenkellänge (USL) muss mindestens 50mm betragen.

USL M/L 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520													
<div><div>A</div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div>													
CODE	USL	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €									
<div><div></div>54</div>	<div>A</div>	Fussplatte durchgehend in schwarz, hochklappbar, höhen-, tiefen- (60mm in 4 Stufen) und winkelverstellbar - Tiefe: 150mm		358,00									
<div><div></div>87</div>	<div>A</div>	Fussplatte durchgehend in schwarz, hochklappbar, höhen-, tiefen- (15mm) und winkelverstellbar - Tiefe: 100mm <div><div></div> Nicht i.V. mit Sitzbreite > 480mm (C-350, C-53, C-358)</div>		320,00									
<div><div></div>798</div>	<div>A</div>	Einzelfussplatten, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar - Tiefe: 160mm <div><div></div> Nicht i.V. mit Sitzbreite < 380mm (C-30, C-32, C-34, C-36)</div>		0,00									
<div><div></div>808</div>	<div>A</div>	Einzelfussplatten aus Kunststoff in schwarz, hochklappbar, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar - Tiefe: 150mm		154,00									

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**Verkürzte Unterschenkellänge - Rahmen mittel-kurz/mittel/lang**

VUSL (mm)	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390
	<div><div>A</div></div>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CODE	VUSL	BEZEICHNUNG								HMV-Nr.	EUR €
☐ 3532	<div><div>A</div></div>	Beinstütze abnehm-, wegschwenkbar für verkürzte Unterschenkellänge									65,00

Stufenlose Fusstützen- Rahmen mittel-kurz/mittel/lang

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 2092	Stufenlose Einstellung Unterschenkellänge  nur i.V. mit Beinstütze CODE 92		56,00
☐ 2093	Stufenlose Einstellung Unterschenkellänge  nur i.V. mit Beinstütze CODE 93		54,00

Fussplatten Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 822	Schuhanschnallriemen (Paar)		62,00
☐ 823	Fersenband		120,00
☐ 946	Wadenband für Einzelfussplatten		27,50
☐ 359	Wadenband		0,00

11 Rücken

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 621	Rücken ohne Lumbalknick		0,00
☐ 622	Rücken mit Lumbalknick  Nicht i.V. mit Rücken mit Gasdruckfeder verstellbar (C-26, C-4212)		0,00
☐ 29	Rücken, winkeleinstellbar (+/- 10° ab Sitzfläche, in 5° Schritten)  Nicht i.V. mit Rückenhöhe < 380mm (C-434, C-436) Nicht i.V. mit Rücken mit Lumbalknick (C-622) Nicht i.V. mit Seitenteil über Einhandbedienung höhenverstellbarer ArMLEHNE (C-107)		328,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rücken mit Gasdruckfeder

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 4212	Rücken mit Gasdruckfeder verstellbar, 20° stufenlos <div><div>!</div><div>Nicht i.V. mit Rahmen kurz (C-351), mittel-kurz (C-349) Nicht i.V. mit Radsturz 3° (C-907) Nur i.V. mit Rückenhöhe 420mm (C-442) Nur i.V. mit Seitenteil über Einhandbedienung höhenverstellbarer Armlehne (C-107) Nur i.V. mit Schwerpunkteinstellung A Nur i.V. mit Antikipp-Rollen (C-728, C-691)</div></div>		368,00
☐ 26	Rücken mit Gasdruckfeder verstellbar, 30° stufenlos <div><div>!</div><div>Nicht i.V. mit Rahmen kurz (C-351), mittel-kurz (C-349) Nicht i.V. mit Radsturz 3° (C-907) Nur i.V. mit Rückenhöhe 420mm (C-442), Schiebestange querliegend (C-814) Nur i.V. mit Seitenteil über Einhandbedienung höhenverstellbarer Armlehne (C-107) Nur i.V. mit Schwerpunkteinstellung A und Radstandsverlängerung (C-880)</div></div>		368,00

Rückenhöhe (RH)

Der Rückenbezug ist über Klettbinden anpassbar.

	C-434	C-436	C-438	C-365	C-442	C-444	C-2046	C-634	C-637
	340mm	360mm	380mm	400mm	420mm	440mm	460mm	480mm	500mm
Rückenhöhe	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

!

RH > 400mm (C-442, C-444, C-2046, C-634, C-637) nicht i.V. mit Sitzbreite < 360mm (C-30, C-32, C-34)
RH > 440mm (C-2046, C-634, C-637) nicht i.V. mit höhenverstellbare Schiebegriffe (C-502)

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 983	Teleskopierbare Rückenhöhereinstellung 350-410mm (4 Schritte je 15mm) <div><div>!</div><div>Nicht i.V. mit Rückenbezug Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz (C-292), ohne Rückenbezug (C-593), Rückenbezug 20mm breiter (C-2002) Nicht i.V. mit Rücken mit Lumbalnick (C-622) Nicht i.V. mit Seitenteil über Einhandbedienung höhenverstellbarer Armlehne (C-107)</div></div>		168,00
☐ 984	Teleskopierbare Rückenhöhereinstellung 400-460mm (4 Schritte je 15mm) <div><div>!</div><div>Nicht i.V. mit Rückenbezug Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz (C-292), ohne Rückenbezug (C-593), Rückenbezug 20mm breiter (C-2002) Nicht i.V. mit Rücken mit Lumbalnick (C-622) Nicht i.V. mit Seitenteil über Einhandbedienung höhenverstellbarer Armlehne (C-107)</div></div>		168,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenbezug

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 287	Polyester, Tiefschwarz		0,00
☐ 292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz		176,00
☐ 593	Ohne Rückenbezug		0,00

Rückenbezug Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 2002	Rückenbezug 20mm breiter		62,00
	<div><div>⚠</div>Nicht i.V. mit Rückenbezug Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz (C-292)</div> <div>Nicht i.V. mit C-983 oder C-984</div>		

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rücken Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar <div><div></div>Nicht i.V. mit Rückenbezug 20mm breiter (C-2002)</div>		318,00
☐ 913	Kopfstütze, 300mm stufenlos höhenverstellbar <div><div></div>Nur i.V. mit Schiebestange (C-814)</div>		410,00

12 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Schiebegriffe

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 410	Schiebegriffe, lang		0,00
☐ 413	Schiebegriffe, kurz		0,00
	 Nicht i.V. mit Schiebestange (C-814) Nicht i.V. mit Trommelbremse (C-706)		
☐ 502	Höhenverstellbare Schiebegriffe, am Rückenrohr montiert, stufenlos bis 170mm		288,00
	 Nicht i.V. mit Rückenhöhe > 440mm (C-2046, 634, C-637) Nicht i.V. mit Schiebestange (C-814), Stabilisierungsbügel (C-238)		

Schiebestange und Stabilisierungsbügel

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung		154,00
	 Nicht i.V. mit Schiebegriffe kurz (C-413), höhenverstellbare Schiebegriffe (C-502)		
☐ 238	Stabilisierungsbügel für den Rücken, mitfaltend		154,00
	 Nicht i.V. mit SB 300mm (C-30) Nicht i.V. mit Rückengurt mit teleskopierbare Rückenhöhereinstellung (C-983, C-984) Nicht i.V. mit höhenverstellbare Schiebegriffe (C-502)		

14 Seitenteile und Armlehnen

Die Sitzbreite wird zwischen den Aussenrohren der Sitzbespannung gemessen. Je nach gewählten Seitenteilen und Armlehnen kann die effektive Sitzbreite um bis zu +/- xx mm abweichen. Die Rückenbreite entspricht der Sitzbespannungsbreite und wird unten an den Aussenrohren gemessen. Das Gewicht ist pro Stück angegeben.

Kleider- und Radspritzschutz

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 100	Radspritzschutz (Radüberdeckung 35mm), Aluminium, schwarz mit Kälteschutzeinlage (Carbonoptik-Folie aus Kunststoff), fest verschraubt		324,00
	 Nicht i.V. mit Schwerpunkteinstellung A (passiv) Nicht i.V. mit Rücken, winkeleinstellbar (C-29)		
☐ 98	Radspritzschutz (Radüberdeckung 50mm), Aluminium, schwarz mit Kälteschutzeinlage (Carbonoptik-Folie aus Kunststoff), fest verschraubt		398,00
	 Nicht i.V. mit Schwerpunkteinstellung A (passiv) Nicht i.V. mit Rücken, winkeleinstellbar (C-29) Empfohlen i.V. mit Trommelbremse (C-706)		
☐ 748	Radspritzschutz, Aluminium, schwarz mit Kälteschutzeinlage (Carbonoptik-Folie aus Kunststoff), inkl. Armlehnen, höhenverstellbar (mit Schrauben), fest verschraubt		458,00
	 Nicht i.V. mit Schwerpunkteinstellung A (passiv) Nicht i.V. mit Rücken, winkeleinstellbar (C-29) Therapietischtauglich nur i.V. mit Rahmen kurz (C-351)		

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Armlehnen

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 81	Seitenteil mit Armpolster, kurz, höhenverstellbar (mit oder ohne Werkzeug gemäss Rahmen), hochschwenkbar, abnehmbar und verriegelbar  C-351 mit Werkzeug einstellbar; C-349/352/353 ohne Werkzeug verstellbar		306,00
☐ 84	Seitenteil mit Armpolster, lang, höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar und verriegelbar  Nicht i.V. mit Rahmen kurz (C-351)		306,00
☐ 21	Seitenteil verstärkt, mit Armpolster, extra lang, höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar und verriegelbar  Nicht i.V. mit Rahmen kurz (C-351)		574,00
☐ 107	Seitenteil mit Armpolster, extra lang, höhenverstellbar mit Einhandbedienung, tiefeinstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar und verriegelbar  Nicht i.V. mit Rahmen kurz (C-351), mittel-kurz (C-349) Nicht i.V. mit HSH < 450mm Nicht i.V. mit Schwerpunkteinstellung C/D (mittel/aktiv) Nicht i.V. mit Rücken, winkeleinstellbar (C-29) Nicht i.V. mit Einhanddruckbremse (C-60/650, 74/650) Nicht i.V. mit Cross-Rad (C-2466)		324,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**15 Sitzkissen**

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 560	Sitzkissen, 30mm		110,00
☐ 561	Sitzkissen, 60mm		110,00
☐ 7199	Netti Contour, atmungsaktiver 3D Bezug		190,00

Sitzbespannung Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 833	Haltegurt mit Schloss		81,00

16 Ride System Sitz

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

17 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 305	Druckbremse Nicht i.V. mit Trommelbremsrad (C-706)		0,00
☐ 60/650	Einhanddruckbremse, links (inkl. Bremshebel lang, abklappbar) Nicht i.V. mit Doppelgreifreifen rechts (C-871/74) Nicht i.V. mit Seitenteil über Einhandbedienung höhenverstellbarer Armlehne (C-107)		304,00
☐ 74/650	Einhanddruckbremse, rechts (inkl. Bremshebel lang, abklappbar) Nicht i.V. mit Doppelgreifreifen links (C-871/60) Nicht i.V. mit Seitenteil über Einhandbedienung höhenverstellbarer Armlehne (C-107)		304,00

Bremsoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 681	Bremshebelverlängerung, abklappbar, fest montiert nur i.V.m. Bremse CODE 305 oder 706		110,00
☐ 986	Bremshebelverlängerung, aufsteckbar Nur i.V. mit Druckbremse (C-305)		57,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**18 Optionen**

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 912	Luftpumpe mit Halterung		55,00
☐ 936	Rutschbrett aus Kunststoff zum Umsetzen		98,00
☐ 679	Faltfixierung		28,50

Kippschutz

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 728	Antikipp-Rollen, wegschwenkbar, Paar  Nicht i.V. mit HSH < 410mm		350,00
☐ 729	Antikipp-Rolle, wegschwenkbar, links  Nicht i.V. mit HSH < 410mm		176,00
☐ 730	Antikipp-Rolle, wegschwenkbar, rechts  Nicht i.V. mit HSH < 410mm		176,00
☐ 691	Antikipp-Rollen, einsteckbar und abnehmbar, Paar  Nur i.V. mit Kipphilfe (C-309)		188,00
☐ 712	Antikipp-Rolle, einsteckbar und abnehmbar, links  Nur i.V. mit Kipphilfe (C-309, C-4930)		95,00
☐ 713	Antikipp-Rolle, einsteckbar und abnehmbar, rechts  Nur i.V. mit Kipphilfe (C-309, C-4931)		95,00
☐ 747	Rangierrollen, Paar  Nicht i.V. mit Antikipp-Rollen wegschwenkbar (C-728, C-729, C-730)		322,00

Kipphilfe

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 309	Kipphilfe, Paar		146,00
☐ 4930	Kipphilfe, links		73,00
☐ 4931	Kipphilfe, rechts		73,00
☐ 970	Gehhilfenhalter  Nur i.V. mit Auftrittrohr (C-309, C-4930, C-4931)		48,50

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Therapietische

Bei 24" Hinterrädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470mm ergibt sich beim Einsatz des Therapietisches (C-929, C-930) eine Einschränkung der Armlehnenhöhe.

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 929	Therapietisch, Kunststoff, transparent, aufschiebbar, passend für SB von 400 bis 580mm  nur i.V. mit Seitenteil CODE 21, 84 oder CODE 107 bei Rahmenform mittel oder lang nur i.V. mit Seitenteil CODE 81 mit Rahmenform kurz		276,00
☐ 930	Therapietisch, Kunststoff, dunkel transparent, aufschiebbar auf die Armlehnen, für definierte Sitzbreite  ab Sitzbreite 380mm möglich nur i.V. mit Seitenteil CODE 21, CODE 84 oder CODE 107 nicht i.V.m. Rahmen kurz CODE 351		344,00
☐ 4662	Therapietisch, halbseitig links, aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt  Nur i.V.m. Seitenteil CODE 21 / CODE 84 oder CODE 107 nicht i.V.m. Rahmen kurz CODE 351		308,00
☐ 4663	Therapietisch, halbseitig rechts, aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt  Nur i.V.m. Seitenteil CODE 21 / CODE 84 oder CODE 107 nicht i.V.m. Rahmen kurz CODE 351		308,00

Xtrends Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
☐ 962	Rucksack "X-TREME"		60,00
☐ 2080	Rädertasche "BLACK WHEEL CASE"  Kapazität: 2x 24" oder 1x 25" bzw. 1x 26"		162,00
☐ 2081	Rädertasche "MEYRA ACTIVE"  Kapazität: 3x 24" / 25" / 26" (bis max. 28")		232,00



14 Code 21



10 Code 26




15 Code 52




15 Code 54



15 Code 87



15 Code 92




14 Code 98




14 Code 107



00 Code 174



08 Code 305




10 Code 410




10 Code 413



00 Code 418




10 Code 621



10 Code 622



08 Code 650



08 Code 681



19 Code 691



14 Code 748



15 Code 798



03 Code 880



10 Code 4212



15 Code 4312