

TA iQ FWD STANDUP

1.520

HMV: 18.99.03.2034



Zugelassenes Benutzergewicht

140 kg

100 kg Funktion Aufstehen aus dem Liegen (CODE 4464)





EIGENSCHAFTEN

- Vollgefederte Powerbase (individuelles Federungskonzept für den persönlichen Bedarf)
- Biomechanische Rückenlehne und Fußstütze
- In 3 verschiedenen Geschwindigkeiten (6/10/13 km/h) verfügbar

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Die niedrigste Sitzhöhe von 44 cm ermöglicht ein Unterfahren von niedrigen Gegenständen und Möbeln
- Der Sitz und der Rücken sind gepolstert
- Zur selbständigen Mobilität, für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Das vollgefederte Fahrwerk vermeidet durch das individualisierte Federungskonzept unangenehme und schmerzhaftes Erschütterungen und gibt Stabilität auch auf unebenen Gelände
- Insbesondere für Benutzer mit stärkeren Funktionsstörungen, wie z. B. hohen erworbenen oder angeborenen Querschnittslähmungen, Schädel-Hirn-Trauma, Muskelerkrankungen im fortgeschrittenen Stadium (z. B. Muskeldystrophie), MS-Kranke im fortgeschrittenen Stadium, Cerebraler Paresen, Spina Bifida
- Die Memory-Funktion ermöglicht die Speicherung von therapeutisch begründeten Bewegungsabläufen, wie auch Grund-, End- und Wunschpositionen

● BESTELLUNG

○ KOSTENVORANSCHLAG

○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per eMail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA®

HMV: 18.99.03.2034

**Preis Grundmodell**

(ohne Rücken-/Sitzsystem)

27.042,00 €**Grundausrüstung**

- Vorderradantrieb
- Batterien
- Ladegerät
- Sitzlift
- Vollfederungssystem
- R-NET-Elektronik
- Rahmenfarbe schwarz
- Gyroskop

**Zugelassenes Benutzergewicht**

140 kg

100 kg Funktion Aufstehen aus dem Liegen (CODE 4464)

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Produktinformationen finden Sie unter www.meyra.de

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsdag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

☐ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift



Technische Daten

Fahrgeschwindigkeiten	6 / 10 / 13 km/h
Gyroskop	Serie
Reichweite	30 - 40 km
Max. Nutzergewicht in kg	140 kg (Aufstehen aus dem Sitzen) / 100 kg (Aufstehen aus dem Liegen)
Elektrischer Sitzlift in mm	300
LED-Beleuchtung	Serie
Wenderadius in mm	650
Batterien	2 x 80 Ah
Motorleistung	2 x 350 W
Elektronik	R-Net
Länge ohne Beinstützen in mm	880
Chassis Breite in mm	630
Sitzhöhe in mm	440
Sitzbreiten in mm	380 / 400 / 450 / 500 / 550
Sitztiefe in mm	stufenlos von 350 - 600
Hindernishöhe max. in mm	100
Bodenfreiheit in mm	70
Befestigungsösen	Serie
Elektrische Sitzwinkelverstellung in °	45°
Elektrische Rückenlehnenverstellung	Serie
Elektrische Beinstütze	Serie
Memoryfunktion	personalisiert
Kombifunktion	Liegen-Stand / Sitzen-Stand

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01Antrieb

CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	TAS	EUR €
☐ 115	6 km/h-Variante	40 km	99210/95380	0,00
☐ 117	10 km/h-Variante	35 km	99210/95380	986,00
<div><div></div>in Deutschland nur i.V. mit CODE 4530 TÜV-Gutachten (Rubrik Zubehör)</div>				

02Räder

Antriebsrad	Luftbereifung			Vollgummibereifung	
	Felge	Bereifung grau	Bereifung schw.	Bereifung grau	Bereifung schw.
Antriebsrad 3.00-8	schwarz	☐	☒	☐ 350,00	☐ 350,00
Antriebsrad 3.00-8	silber	☐	☐	☐ 350,00	☐ 350,00

Lenkrad	Luftbereifung			Vollgummibereifung	
	Felge	Bereifung grau	Bereifung schw.	Bereifung grau	Bereifung schw.
Schwenkrad 200 x 50	schwarz	☐	☒	☐ 176,00	☐ 176,00
	silber	☐	☐	☐ 176,00	☐ 176,00
Schwenkrad 210 x 65 verstärkte Gabeln	schwarz	☐ 342,00	☐ 304,00	☐ 510,00	☐ 510,00

Räder Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
☐ 816	Kunststoffabdeckung für Schwenkräder 200 x 50 (Paar)	97282	226,00
<div><div></div>Nicht i.V. mit Schwenkräder verstärkt</div>			

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03

Sitzbreite/Sitztiefe/Sitzrahmen

ST (mm)	380	390	400	410	420	430	440	450	460	480	500
	<div>A</div>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Sitztiefe

Sitzbreite

SB 400 mm	☐	<div>A</div>
SB 450 mm	☐	<div>A</div>
SB 500 mm	☐	<div>A</div>

04

Varilite-Rückensystem

	Systembreite									
System	250 mm	300 mm	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm
VL ICON-Back Deep			☐ 1.022,00	☐ 1.022,00	☐ 1.022,00	☐ 1.022,00	☐ 1.022,00	☐ 1.022,00		
VL ICON-Back Low			☐ 726,00	☐ 726,00	☐ 726,00	☐ 726,00	☐ 726,00	☐		
VL ICON-Back Mid			☐ 726,00	☐ 726,00	☐ 726,00	☐ 726,00	☐ 726,00	☐ 726,00	☐ 726,00	☐ 726,00
VL ICON-Back Tall		☐ 1.068,00	☐ 726,00	☐ 726,00	☐ 726,00	☐ 726,00	☐ 726,00	☐ 726,00		
ohne Rückensystem		☐								

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05

Sitzeinheit

	CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
☐	4458	Elektrische Aufstehfunktion, inklusive Rückenlehne, zentrale Beinsätze und Armlehnen	99300	0,00
☐	4463	Biomechanischer Rückenlängenausgleich		0,00
☐	4464	Kombifunktion: Liegen im Stand / Sitzen im Stand <div>⚠ max. Nutzergewicht 100 kg</div>		0,00
☐	4465	Personalisierte Memoryfunktion		0,00
☐	118	Elektrische Sitzkantelung (0 - 45°) <div>⚠ Pflichtcodierung</div>		2.868,00

ohne Sitzsystem

	CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
☐	727	ohne Sitzsystem		0,00

Versions-Nr.: #1553 - 15.04.2026 / 2026-08-03 12:49:55

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rücken-/Sitzoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
☐ 913	Kopfstütze mit Aufnahme	80337/80288	568,00
☐ 4506	Kopfstütze medium mit Aufnahme	80337/80288	460,00
☐ 957	Rumpfpelottenpolster (Paar)	93569	168,00
☐ 4336	Transporthaken am Rücken montiert	80175	198,00
☐ 4946	Lendenstützenpolster klein	93484	166,00
☐ 4523	Lendenstützenpolster medium	93484	166,00
☐ 4524	Lendenstützenpolster groß	93484	166,00
☐ 4525	Lendenstützenpolster einstellbar	93217	198,00
☐ 292	Netzgewebe schwarz		0,00
☐ 4980	Inkontinenzbezug schwarz		0,00

Oberschenkelstützen

Position rear front

A

☐

☐

CODE	BEFESTIGUNG	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
☐ 4333	<div>A</div>	Oberschenkelstützen (Paar), 75 x 100 mm	93262/80328	874,00
☐ 4334	<div>A</div>	Oberschenkelstützen (Paar) 100 x 130 mm	93263/80328	874,00
☐ 4335	<div>A</div>	Oberschenkelstützen (Paar) 130 x 150 mm	93264/80328	874,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Varilite-Sitzsystem Evolution

		Kissentiefe						
Varilite Evolution	KB	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm	550 mm
Einkammer-Luftsitzkissen	380 mm		☐ 1.068,00		☐ 1.068,00			
	400 mm			☐ 1.068,00		☐ 1.068,00		
	430 mm				☐ 1.068,00			
	450 mm			☐ 1.068,00		☐ 1.068,00	☐ 1.068,00	
	500 mm					☐ 1.068,00	☐ 1.068,00	
	550 mm							

Varilite-Sitzsystem Meridian

		Kissentiefe						
Varilite Meridian	KB	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm	550 mm
Zweikammer-Luftkissen	380 mm		☐ 1.068,00		☐ 1.068,00			
	400 mm	☐ 1.068,00		☐ 1.068,00		☐ 1.068,00	☐ 1.068,00	
	430 mm				☐ 1.068,00			
	450 mm			☐ 1.068,00		☐ 1.068,00	☐ 1.068,00	☐ 1.068,00
	500 mm			☐ 1.068,00		☐ 1.068,00	☐ 1.068,00	
	550 mm					☐ 1.068,00	☐ 1.068,00	

Versions-Nr.: #1553 - 15.04.2026 / 2026-08-03 12:49:55

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Varilite-Sitzsystem Stratus

		Kissentiefe						
Varilite Stratus	KB	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm	550 mm
Einkammer-Luftkissen	380 mm		☐ 624,00		☐ 624,00			
	400 mm			☐ 624,00		☐ 624,00		
	430 mm				☐ 624,00			
	450 mm			☐ 624,00		☐ 624,00	☐ 624,00	
	500 mm					☐ 624,00	☐ 624,00	

Varilite-Sitzsystem Pro-Form NX

		Kissentiefe							
Varilite Pro-Form NX	KB	300 mm	350 mm	380 mm	400 mm	430 mm	450 mm	500 mm	550 mm
Zweikammer Luftkissen	300 mm		☐ 1.068,00						
	350 mm		☐ 1.068,00		☐ 1.068,00				
	380 mm			☐ 1.068,00		☐ 1.068,00			
	400 mm				☐ 1.068,00		☐ 1.068,00	☐ 1.068,00	
	430 mm					☐ 1.068,00			
	450 mm				☐ 1.068,00		☐ 1.068,00	☐ 1.068,00	
	500 mm				☐ 1.068,00		☐ 1.068,00	☐ 1.068,00	

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

06

Armlehnenpolster

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
☐ 4322	Armlehnenpolster links, kurz 320 mm, Längen- und Breitenposition einstellbar	80336	0,00
☐ 4324	Armlehnenpolster links, lang 430 mm, Längen- und Breitenposition einstellbar	80321	0,00
☐ 4323	Armlehnenpolster rechts, kurz 320 mm, Längen- und Breitenposition einstellbar	80320	0,00
☐ 4325	Armlehnenpolster rechts, lang 430mm, Längen- und Breitenposition einstellbar	80335	0,00

07

Beinstützen

Zentrale Beinstützen

Maße ab Sitzplatte

USL (mm) 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430											
<div><div>A</div><div>☐</div><div>☐</div><div>☐</div><div>☐</div><div>☐</div><div>☐</div><div>☐</div><div>☐</div><div>☐</div><div>☐</div></div>											
CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG						TYP	TAS	EUR €	
☐	<div>A</div>	Multifunktionale Beinstütze Zentral inkl. Wadenpolster						Fußplatte		0,00	
<div><div>!</div> mit elektrischer Winkel- und Unterschenkel- Längenverstellung von 150mm</div>											

Beinstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
☐ 4531	Gel-Kniepolster, Satz	81043	412,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**08 Batterien und Ladegeräte**

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	HMV-Nr.	EUR €
☐ 5158	Wartungsfreie Batterien 80 Ah	97332		0,00
☐ 732	Ladegerät 8 A	97236		0,00
☐ 4316	Ladegerät 10 A	97284		292,00

09 Bedienmodule / Steuerung

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
☐ 4317	R-Net Bedienmodul CJS2	95501	398,00
☐ 398	R-Net Bedienmodul CJS2 Bluetooth	95524	636,00
☐ 416	R-Net Bedienmodul CJS2 und Licht	95252	0,00
☐ 839	OMNI II Umfeldsteuerung für Sondersteuerungen  Blinkfunktion und Hupfunktion nur über Menü anwählbar	80963/95541	2.834,00
☐ 4789	Zusätzliches Bedienmodul für Begleitperson  nur i.V. mit CODE 4472, 4473 oder 4467 Halterung	95213	1.118,00

Bedienmodulhalterungen

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
☐ 4327	Steuerung rechts, höheneinstellbar, zur Seite wegschwenkbar	80407	266,00
☐ 4328	Steuerung links, höheneinstellbar, zur Seite wegschwenkbar	80408	266,00
☐ 4504	Steuerung rechts, Bedienmodulhalter absenkbar	80838	510,00
☐ 4527	Steuerung links, Bedienmodulhalter absenkbar	80838	510,00
☐ 4472	Halterung für zusätzliches Bedienmodul  nur i.V. mit zusätzlichem Bedienmodul Code 4789	80517	308,00
☐ 4473	Halterung schwenkbar für zusätzliches Bedienmodul  nur i.V. mit zusätzlichem Bedienmodul Code 4789	80903	906,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Steuerung Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
☐ 565	Halterung für Kinnbedienung, elektrisch seitlich abschwenkbar	80692	5.514,00
☐ 810	Halterung für Kinnbedienung, manuell seitlich abschwenkbar	80750	2.912,00
☐ 4495	All-round Joystick  nur i.V. mit CODE 839 OMNI II	80693	2.954,00
☐ 4496	Switch Satellite Twister Black	80696	424,00
☐ 4497	Multi-Joystick  nur i.V. mit CODE 839 OMNI II	80704	5.808,00
☐ 4500	Micro-Joystick  nur i.V. mit CODE 839 OMNI II	80749	6.362,00
☐ 4469	Heavy Duty Joystick  nur i.V. mit CODE 416 R-Net Joystick CJS	80839	3.356,00
☐ 4505	All-round Joystick, leichte Ausführung  nur i.V. mit CODE 839 OMNI II	81076	5.794,00
☐ 4318	Multischalterbox (Armlehne) Links oder Rechts	97343/80678	546,00
☐ 564	Hinterkopfsteuerung  nur i.V. mit CODE 839 OMNI II	80951	6.782,00
☐ 4337	Adapter für Batterie-Abschaltung (Transport)	97285	628,00

Externer Taster

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
☐ 4520	PIKO PB50, schwarz	91003	326,00
☐ 4521	PIKO PB30, schwarz	91010	326,00
☐ 4522	PIKO PB30, rot	91010	326,00
☐ 779	PIKO PB30, gelb	91010	340,00
☐ 778	PIKO PB30, grün	91010	340,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Joystick Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
☐ 4359	Schaumstoffball 80 mm	95300	188,00
☐ 4360	Golfball weiß	80653	76,00
☐ 4478	Golfball schwarz	80653	76,00
☐ 4479	Golfball pink	80653	76,00
☐ 4480	Golfball gelb	80653	76,00
☐ 4481	Golfball orange	80653	76,00
☐ 4358	Tetra Gabel schmal 76 mm Vertikal	95301	228,00
☐ 4593	Stielgriff 80 mm	95305	82,00
☐ 4589	Pilzgriff 48 mm	95154	70,00
☐ 4588	Kugelgriff 32 mm	95299	70,00
☐ 4590	Kugelgriff 38 mm	95155	70,00
☐ 4594	Knopfgriff 38 mm	95306	70,00
☐ 4586	Konusgriff 30 mm	95298	70,00
☐ 4587	Joystickaufsatz Standard	95153	0,00

10 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
☐ 932	LED-Beleuchtung inkl. Blinker, Warnblinklicht und Bremslicht	99116	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**11 Gurte für Sitz-/Rückensystem**

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
Brustschultergurt			
☐ 4401	XS	93272/80765	312,00
☐ 4433	S	93232/80765	312,00
☐ 4434	M	93233/80765	312,00
☐ 4435	L	93234/80765	312,00
2-Punkt-Beckengurt			
☐ 4436	XS	93221	188,00
☐ 4437	S	93222	188,00
☐ 4438	M	93223	188,00
☐ 4439	L	93224	188,00
4-Punkt-Beckengurt			
☐ 4440	XS	93225	220,00
☐ 4441	S	93226	220,00
☐ 4442	M	93227	220,00
☐ 4443	L	93228	220,00

20 Zubehör / Sonderanfertigungen

CODE	BEZEICHNUNG	TAS	EUR €
☐ 929	Therapietisch transparent	80163	1.338,00
☐ 2237	Funkstopp	80222	522,00
☐ 953	Armlehnentasche	80994	612,00
☐ 4530	TüV-Gutachten		512,00
	 nur i.V. mit CODE 676 Heckmarkierungstafel		
☐ 2676	Heckmarkierungsfolie		284,00