

Netti



Netti Highlights

NETTI V FAMILY / NETTI DYNAMIC / NETTI PRECISION



Netti V Family

High five for the perfect fit

Dank intelligenter Anpassungsmöglichkeiten und eines umfassenden Zubehörportfolios bietet die Netti V Family maximale Flexibilität im Pflegealltag. Die Rollstühle lassen sich präzise auf die individuellen Bedürfnisse des Nutzers abstimmen und können jederzeit an neue Anforderungen flexibel angepasst werden.

5 Gründe, sich für Netti V zu entscheiden



Entlastung durch Sitzkantelung und Rückenverstellung

Optimale Druckentlastung mittels einer Sitzkantelung bis zu 45° (optional) und der Rückenverstellung bis zu 130°.



Sitzmaße langfristig anpassbar

Flexibel anpassbar bei Veränderungen von Körpergröße, Gewicht und Unterstützungsbedarf.



Patenterte Sitzhöhenflexibilität

Mit 100 mm Sitzhöhenverstellung, ganz ohne Radwechsel und ohne Kompromisse beim Fahrverhalten.



Einzigartige Schwerpunkteinstellung

Stufenlose Anpassung des Gleichgewichtspunkts für optimale Fahreigenschaften und Stabilität durch Verschiebung der Sitzeinheit nach vorne oder hinten.



Anpassung an asymmetrische Sitzpositionen

Durch stufenlose Seitenverstellung der Kopfstütze, Unterstützung verschiedener Rückenformen und integrierte Beinabduktion.

Netti V

1.250

Ein Rollstuhl, der sich anpasst

Netti V vereint einzigartige Stabilität, flexible Sitzhöhenverstellung und individuelle Anpassbarkeit. Die biomechanischen Elemente schaffen zusammen mit dem Netti Sitzsystem die perfekte Grundlage für Druckentlastung, Komfort und optimale Unterstützung. Dank der dynamischen Einzelkomponenten eignet sich Netti V auch für Nutzer mit erhöhtem Bewegungsdrang oder unkontrollierten Bewegungen und unterstützt so die Sicherheit und die Positionierung.



Netti V EL

1.252

Komfort dank elektrischer Verstellungen

Mit Netti V EL lassen sich Sitzkantelung, Rückenwinkel und Beinstützen elektrisch leicht verstellen. So sind häufige Positionswechsel kein Problem. Die Flexibilität des Netti V Rahmens bleibt dabei vollständig erhalten und ermöglicht eine optimale Anpassung.



Netti V Base

1.251

HMV-Nr.: 26.99.01.1082

Stabiles Sitzschalenuntergestell

Netti V Base bietet eine flexible und stabile Basis für Sitzschalen. Wesentliche Merkmale sind niedrige Sitzhöhe, sichere Fixierung der Sitzschale und erhöhte Beinstützenaufnahme. Die optionale Sitzkantelung bis 45° sorgt für optimale Druckentlastung im Alltag.



Netti Dynamic

Lösungen für Bewegungsfreiheit

Die dynamischen Lösungen von Netti passen sich individuellen Bewegungsmustern an und unterstützen sowohl kontrollierte wie unfreiwillige Bewegungen. Dies unterstützt Komfort, Bewegungsfreiheit und eine stabile Sitzposition.

Netti bietet sowohl vollständig dynamische Rollstuhl-lösungen als auch dynamische Komponenten für Standardrollstühle an.



- 1 Dynamische Kopfstütze
- 2 Dynamischer Rücken
- 3 Dynamische Sitzplatte
- 4 Dynamische Beinstütze



Mehr über NETTI DYNAMIC

Die neue Dimension des Sitzens

*Sichere Druckentlastung
an gefährdeten Bereichen
und optimales Mikroklima*



Mehr über NETTI PRECISION™

Jeder Rollstuhlfahrer ist anders. Deshalb bietet die Netti Precision Familie drei Rollstuhl-Sitzkissen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse beim Sitzen und Positionieren ausgerichtet sind. Alle Kissen sorgen für optimale Temperatur und reduzierte Feuchtigkeit. Durch die Kombination aus Sitzmulde und weichen Immersionszonen wird der Druck kontrolliert und effektiv umverteilt.

HIGHLIGHTS

- ✓ Direkt einsatzbereit
- ✓ Keine individuelle Anpassung notwendig
- ✓ Kern des Sitzkissens bei 65 °C waschbar

23 %

geringere Feuchtigkeit an Kontaktflächen
zu Alternativkissen

2,6 °C

niedrigere Temperatur an Kontaktflächen
zu Alternativkissen



NEU

NETTI PRECISION ACTIVE

Entwickelt für Nutzer mit erhöhtem Bedarf an Wärme- und Feuchtigkeitsmanagement und Druckentlastung. Die Sitzmulde ist weniger stark ausgeprägt, die Kissenhöhe ist ideal für Aktivrollstühle.



NETTI PRECISION 1

Ein etwas höheres Sitzkissen mit stärker ausgeprägter Sitzmulde für eine verbesserte Druckentlastung. Netti Precision 1 eignet sich in der Regel für Nutzer mit flacher Gesäßform und mehr natürlicher Polsterung im Gesäßbereich.



NETTI PRECISION 2

Die stärker konturierte Sitzmulde minimiert den Druck in besonders gefährdeten Bereichen und sorgt für eine hervorragende Druckentlastung von Steißbein und Beckenboden. Netti Precision 2 eignet sich in der Regel für Nutzer mit stärker ausgeprägten Sitzbeinhöckern und geringerer natürlicher Polsterung im Gesäßbereich.