

 **MEYRA®**



*inspire joy of life*

1.610  
**iCHAIR MC1 LIGHT**




# BEWÄHRTER EINSTEIGER

## iCHAIR MC1 LIGHT – DAS INTELLIGENTE EINSTIEGSMODELL

- Elektrische Rückenwinkelverstellung von -10° bis 50°
- Elektrische Kantelung von -4° bis 24°
- Für eine entspannte Positionierung und effektive Druckentlastung
- Einsatz der VR2-Elektronik
- Steht in drei verschiedenen Sitzbreiten zur Verfügung
- Einfache und effektive Wartung durch ausziehbaren Batteriekasten
- Zweigeteilte Alufelgen für schnellen und einfachen Service
- Hochwertige, stoßgeschützte und leuchtstarke LED-Beleuchtung für mehr Sicherheit

iCHAIR  
MC1 LIGHT  
1.610





# PRODUKTVERGLEICH



iCHAIR MC BASIC

iCHAIR MC1

iCHAIR MC1 LIGHT

Geschwindigkeit in km/h	6	6	6 / 10
Sitzbreiten in mm	430	430, 480	380, 430, 480
elektr. Verstellung	-	Rücken / Kantelung	Rücken / Kantelung

Vergleichen Sie die Vorteile des neuen iCHAIR MC1 LIGHT mit seinen Vorgängern.  
**Zukünftig werden der iCHAIR MC BASIC und der iCHAIR MC1 durch den iCHAIR MC1 LIGHT ersetzt.**

# TECHNISCHE DATEN



## iCHAIR MC1 LIGHT

<b>Sitzbreite in mm</b>	380 – 600
<b>Breite in mm</b>	630 – 750 <sup>1)</sup>
<b>Sitztiefe in mm</b>	400 – 530
<b>Unterschenkellänge in mm</b>	280 – 430
<b>Sitzhöhe vorne (ohne Sitzpolster) in mm</b>	440 / 480 / 510
<b>Gesamthöhe in mm</b>	930 – 1.130 <sup>2)</sup>
<b>Rückenhöhe in mm</b>	480
<b>Armlehnenhöhe in mm</b>	240 – 350
<b>Länge mit / ohne Fußstütze in mm</b>	1.080 / 840
<b>Transportlänge in mm</b>	840
<b>Transportbreite min. in mm</b>	630
<b>Transporthöhe min. in mm</b>	560 – 660
<b>Radgröße vorne in mm</b>	230 x 70 (9")
<b>Radgröße hinten in mm</b>	356 x 75 (14")
<b>Hindernishöhe max. in mm</b>	60
<b>Wenderadius in mm</b>	840
<b>Bodenfreiheit (Batteriewanne) in mm</b>	80
<b>Personengewicht in kg</b>	130
<b>Leergewicht in kg</b>	94 <sup>3)</sup>
<b>Zul. Gesamtgewicht in kg</b>	224
<b>max. Zuladung in kg</b>	10
<b>Fahrgeschwindigkeiten in km/h</b>	6 / 10
<b>Motorleistung in W</b>	2 x 180 / 2 x 300
<b>Reichweite max. in km</b>	30 <sup>4)</sup>
<b>Zulässige Steigungen / Gefälle</b>	8,5° / 15%
<b>Sitzkantelung elektrisch in Grad</b>	-4° bis 24° <sup>5)</sup>
<b>Rückenwinkel elektrisch in Grad</b>	-10° bis 50°
<b>Sitzkantelung mechanisch in Grad</b>	0° / 4° / 10°
<b>Rückenwinkel mechanisch in Grad</b>	-10° bis 30°
<b>Lenkungsart</b>	indirekt

Maßtoleranzen ± 10 mm, ± 2°, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen

<sup>1)</sup> fahrbereit

<sup>2)</sup> Sitzsysteme Gurt / ErgoSeat

<sup>3)</sup> ohne Armlehnen und Beinstützen

<sup>4)</sup> mit Batterie 43 Ah (5h), 50 Ah(20h)

<sup>5)</sup> Verstellbereich je SH und Lenkrädergröße max. +/- 3° abweichend



**Kontaktieren Sie uns gerne:**

**MEYRA GmbH**

Meyra-Ring 2  
D-32689 Kalletal-Kalldorf

✉ info@meyra.de

Tel.: +49 5733 922 - 0  
Fax: +49 5733 922 - 9311

www.meyra.de

Finden Sie ihren zuständigen  
Ansprechpartner auf:  
**www.meyra.de/vertriebsgebiete**