

# iTRAVEL

1.074 LAGERVARIANTE



Zugelassenes  
Benutzergewicht 120 kg





## Der Reiserollstuhl

---

### **ANPASSUNG**

- Mit seinem Gewicht von 16 kg ist er das Leichtgewicht unter den Elektro Rollstühlen
- Das leicht einklappbare Faltsystem macht den iTravel zu einem perfekten Reisebegleiter.

### **BEDIENUNG**

- Sehr einfache Bedienung
- Die Armlehnen-Stütze klappt mit nach hinten
- Seitenteil mit hochklappbaren Armlehnen für Einhandbedienung und einfachen Transfer

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

**Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311 Kundenservice: 05733 922 311**

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

---

Lieferanschrift:

---

Kommission / Bemerkungen:

**ORTOPEDIA**  
EINE MARKE VON MEYRA



 **Zugelassenes Benutzergewicht**  
120 kg

**iTRAVEL CARBON 1.074**

Preis für Grundmodell:

**5.083,30 €**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Gültig vom 01.01.2023 – 31.12.2023. Bestellmenge:  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) finden.

 **Technische Daten**

Länge	923
Breite	570
Sitztiefe	420
Sitzbreite	450
Höhe	930
Rückenhöhe	460
Höhe gefaltet	370
Fußplatte bis Sitz (Unterschen- kellänge)	430
Leergewicht	16

Anzahl der Räder	4
Raddurchmesser Lenkrad	178
Raddurchmesser Antriebsrad	215
Bodenfreiheit	70
Hindernisüberwindung, max.	40
Wendekreis (Radius)	640

Maße in mm, Gewichte in kg, Geschwindigkeiten in km/h,  
Maßtoleranzen ± 10 mm  
Die Daten sind unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

## Technische Daten

### ELEKTRONIK

Motor-Dauerleistung	2x 250 W
Motor-Spitzenleistung	1.000 W
Batterien	12 Ah mit Lithium Batterie
Ladegerät	2 A
Elektronik	35 Ah

### LEISTUNG

Reichweite, max. (unter Testbedingungen)	10 km mit Lithium Batterie
Zul. Steigungen / Gefälle	3° (6 %)

### GEWICHTE

Leergewicht mit Batterie	17,8 kg mit Lithium Batterie
Zulässiges Nutzergewicht	120
Zulässiges Gesamtgewicht	140

### GESCHWINDIGKEIT

Geschwindigkeit, max.	6
-----------------------	---

## Modell

	CODE	BEZEICHNUNG	CHASSISFARBE	EURO €
<input type="checkbox"/>	9107414	MEYRA iTRAVELCARBON Lithium Ionen Batterie	Carbon	5.083,30

Datum:

Unterschrift:

Stand: 03.08.2023