


# CL510

1.264 Lagervariante

HMV: 18.51.05.1047

HMV: 18.51.05.2001 +Variante

 **Zugelassenes Benutzergewicht**  
165 kg (inklusive Zuladung)





Neueste LED-Technik



1.600 Watt Motor



Äußerst robuster Kassettenrahmen



Gefedertes KomfortSitzsystem

## Der kraftvolle Zuverlässige

---

### **ANPASSUNG**

- Der Winkel der Rückenlehne, Rückenverlängerung sowie Höhe von Sitz und Armlehnen sind einstellbar
- Die Sitzbreite kann stufenlos über die Armlehnen verstellt werden
- Der Sitz verfügt über Verstellschienen und ist um 360° drehbar

### **BEDIENUNG**

- Sehr einfache Bedienung
- Manuelle leichtgängige Lenkung
- Fahrhebelwippe für Daumenbetätigung und Fingerbetätigung
- Mechanische Entriegelung der Federdruckbremse
- Selbsterklärendes Bedienfeld mit Geschwindigkeitsvorwahlmöglichkeiten

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311

Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

**ORTOPEDIA**  
BY MEYRA

HMV: 18.51.05.1047

HMV: 18.51.05.2001 +Variante



### Grundausrüstung

- Alufelgen
- 2 x Rückspiegel
- Umklappbare und arretierbare Lenksäule
- Gefederter Komfort-Sitz
- Höhen- und winkelverstellbarer Rückenlehne, drehbar um 360°
- Sitzverstellungsschiene
- Hochschwenkbare Armlehnen

- Doppelfahrhebelwippe für Daumenbetätigung
- Beleuchtung inkl. Blinker, Warnblinklicht und Bremslicht
- Selbsterklärendes Display
- Ladegerät
- Hupe
- Geschwindigkeitsvorwahl



### Zugelassenes Benutzergewicht

165 kg (inklusive Zuladung)



### Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) finden

Gültig vom 01.01.2021 - 31.12.2021.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter [www.kiss-by-meyra.de](http://www.kiss-by-meyra.de)  
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung



## Technische Daten

Länge in mm	1200
Breite in mm	610
Sitzhöhe in mm	420 - 480
Sitztiefe in mm	410
Sitzbreite verstellbar in mm	450 - 670
Rückenhöhe in mm	450
Transporthöhe (bei umgeklappter Lenksäule und ohne Sitz) in mm	600
Raddurchmesser Lenkrad in mm	260
Raddurchmesser Antriebsrad in mm	260
Bodenfreiheit in mm	100
Hindernishöhe max. in mm	60
Wenderadius in mm	1500
Anzahl der Räder	4
Gefederter Sitz	
Motor-Dauerleistung	400 W
Motor-Spitzenleistung	1600 W
Batterien	2x 12V 50AH
Ladegerät	6A
Elektronik	120A
Reichweite	bis 35 km
Zulässige Steigungen / Gefälle	9° / 16%
Leergewicht	93 kg
Zul. Nutzergewicht	165 kg
Zul. Gesamtgewicht	260 kg

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

## 01 Cityliner

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
<input type="text"/>	9126406 6 km/h - Dolphin grey metallic		3.733,64
<input type="text"/>	9126416 6 km/h - Dolphin grey metallic - Handbremssystem für Bustransport	18.51.05.1047	4.013,08
<input type="text"/>	9126410 10 km/h - Dolphin grey metallic		3.966,36
<input type="text"/>	9126420 10 km/h - Dolphin grey metallic - Handbremssystem für Bustransport		4.247,65

## 20 Zubehör

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="text"/>	1081260 Sitzheizung	824,00
<input type="text"/>	3086642 Gehhilfenhalter	134,00
<input type="text"/>	3075902 Schlupfsack	126,00
<input type="text"/>	1058996 Einkaufskorb zusätzlich, nicht i.V. mit Gehhilfenhalter Code 3086642	104,00
<input type="text"/>	1058988 Heckmarkierungstafel	108,00
<input type="text"/>	1061128 TÜV Gutachten	99,00
<input type="text"/>	Sitzbreite Plus Variante 450 - 700 mm	

Anmerkungen



Datum



Ort



Stempel/Unterschrift

