

# 1.064

1.064 Lagervariante

 **Zugelassenes Benutzergewicht**  
120 kg





Wenderadius von 500 mm



Zerlegbar in drei Teile



Einfache Bedienung



Mittelradantrieb

## Das Raumwunder

---

### **ANPASSUNG**

- Kompakte Bauweise
- Leichte Bauweise, in drei Teile zerlegbar, dadurch wird ein unkomplizierter Transport ermöglicht

### **BEDIENUNG**

- Sehr einfache Bedienung
- Problemloses Wenden dank Mittelradantrieb und einem Wenderadius von 500 mm

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

**Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311**

**Kundenservice: 05733 922 311**

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

**MEYRA**



### Grundausrüstung

- Hochschwenkbare Armlehnen
- Selbsterklärendes Display
- Ladegerät
- Signalgeber

- Sitz drehbar
- Sitz höhenverstellbar
- Sitz abnehmbar
- Batteriekasten herausnehmbar mit zusätzlicher Ladebuchse



### Zugelassenes Benutzergewicht

120 kg



### Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) finden

Gültig vom 01.01.2021 - 31.12.2021.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de)  
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung



## Technische Daten

Länge in mm	760
Breite in mm	580
Sitzhöhe verstellbar in mm	370 - 450
Sitztiefe in mm	400
Sitzbreite verstellbar in mm	470 - 570
Rückenhöhe in mm	400
Transporthöhe in mm	470
Raddurchmesser Lenkrad in mm	110
Raddurchmesser Antriebsrad in mm	220
Bodenfreiheit in mm	50
Hindernishöhe max. in mm	15
Wenderadius in mm	500
Motor-Dauerleistung	200 W
Motor-Spitzenleistung	800 W
Batterien	20,8 Ah Lithiumbatterie / 14 Ah Bleibatterie
Ladegerät	2 A
Elektronik	50 A
Reichweite mit Lithium Batterien	17 km
Reichweite mit Bleibatterien	10 km
Zulässige Steigungen / Gefälle	3° (6°)
Leergewicht mit Lithium Batterien	42 kg
Leergewicht mit Bleibatterien	47 kg
Personengewicht	120 kg
Zul. Gesamtgewicht	170 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

## 01 1.064 E-Mobile

	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
<input type="text"/>	9106404	MEYRA 1.064 E-Mobile Blei Batterien, weiß		1.864,49
<input type="text"/>	9106414	MEYRA 1.064 E-Mobile Lithium Ionen Batterien, weiß		2.569,16
<input type="text"/>	9106424	MEYRA 1.064 E-Mobile UP Blei Batterien, weiß		2.350,00
<input type="text"/>	9106434	MEYRA 1.064 E-Mobile UP Lithium Ionen Batterien, weiß		3.054,67


## 20 Zubehör

	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="text"/>	1083217	Einkaufskorb mit Halterung	99,00
<input type="text"/>	1081860	Softräder vorne 2x und hinten 1x	73,00


Anmerkungen



Datum



Ort



Stempel/Unterschrift

