

CL409

1.254 Lagervariante

HMV: 18.51.05.1038

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
136 kg





Neuste LED-Technik



Einfache Benutzerführung



Äußerst robuster Kassettenrahmen



Gefedertes KomfortSitzsystem

Der Zuverlässige

ANPASSUNG

- Der Winkel der Rückenlehne, Rückenverlängerung sowie Höhe von Sitz und Armlehnen sind einstellbar
- Die Sitzbreite kann stufenlos über die Armlehnen verstellt werden
- Der Sitz verfügt über Verstellschienen und ist um 360° drehbar

BEDIENUNG

- Sehr einfache Bedienung
- Manuelle leichtgängige Lenkung
- Fahrhebelwippe für Daumenbetätigung und Fingerbetätigung
- Mechanische Entriegelung der Federdruckbremse
- Selbsterklärendes Bedienfeld mit Geschwindigkeitsvorwahlmöglichkeiten

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311

Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

ORTOPEDIA
BY MEYRA
HMV: 18.51.05.1038



Grundausrüstung

- Alufelgen
- 2 x Rückspiegel
- Umklappbare und arretierbare Lenksäule
- Gefederter Komfort-Sitz
- Höhen- und winkelverstellbarer Rückenlehne, drehbar um 360°
- Sitzverstellchiene

- Hochschwenkbare Armlehnen
- Doppelfahrhebelwippe für Daumenbetätigung
- Beleuchtung inkl. Blinker, Warnblinklicht und Bremslicht
- Selbsterklärendes Display
- Signalgeber
- Ladegerät



Zugelassenes Benutzergewicht

136 kg



Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden

Gültig vom 01.01.2021 - 31.12.2021.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung



Technische Daten

Länge in mm	1200
Breite in mm	610
Sitzbreiten in mm	420 - 480
Sitztiefe in mm	410
Sitzbreite verstellbar in mm	450 - 670
Rückenhöhe in mm	450
Transporthöhe (bei umgeklappter Lenksäule und ohne Sitz) in mm	600
Raddurchmesser Lenkrad in mm	260
Raddurchmesser Antriebsrad in mm	260
Bodenfreiheit in mm	100
Hindernishöhe max. in mm	60
Wenderadius in mm	1500
Motor-Dauerleistung	210 W
Motor-Spitzenleistung	850 W
Batterien	2x 12V 35 Ah
Ladegerät	4 A
Elektronik	70 A
Reichweite	35 km
Zulässige Steigungen / Gefälle	9° / 16%
Leergewicht	91 kg
Personengewicht	136 kg
Zul. Gesamtgewicht	230 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 Cityliner

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="text"/> 9125402	6 km/h - Blau Metallic	3.129,90
<input type="text"/> 9125422	6 km/h - Blau Metallic für Bustransport	3.409,35
<input type="text"/> 9125405	6 km/h - Sanddorn Metallic	3.129,90


20 Zubehör

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
<input type="text"/> 1081260	Sitzheizung	824,00
<input type="text"/> 3086642	Gehhilfenhalter	134,00
<input type="text"/> 3075902	Schlupfsack	126,00
<input type="text"/> 1058996	Einkaufskorb zusätzlich, nicht i.V. mit Gehhilfenhalter Code 3086642	104,00


Anmerkungen



Datum



Ort



Stempel/Unterschrift

