# iTRAVEL CARBON W5905

*1.074 Lagervariante*

***Zugelassenes Benutzergewicht***
*120 kg*

MEYRA QUALITY TESTED




ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA







# Der Reiserollstuhl

### ANPASSUNG

- Mit seinem Gewicht von 16 kg ist er das Leichtgewicht unter den Elektro Rollstühlen
- Das leicht einklappbare Faltsystem macht den iTravel zu einem perfektem Reisebegleiter

### BEDIENUNG

- Sehr einfache Bedienung
- Die Armlehnen-Stütze klappt mit nach hinten
- Seitenteil mit hochklappbaren Armlehnen für Einhandbedienung und einfachen Transfer

● BESTELLUNG ○ KOSTENVORANSCHLAG ○ SONDERANFERTIGUNG

**Ausgefülltes Bestellformular per Mail an:** info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 555

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA
MEYRA QUALITY TESTED



***Zugelassenes Benutzergewicht***
120 kg

***Hinweise***
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

SCOOTER

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Länge in mm | 923 |
| Breite in mm | 570 |
| Sitztiefe in mm | 420 |
| Sitzbreiten in mm | 450 |
| Höhe in mm | 930 |
| Rückenhöhe in mm | 460 |
| Höhe gefaltet in mm | 370 |
| Fußplatte bis Sitz (Unterschenkellänge) in mm | 430 |
| Leergewicht ab | 16 kg |
| Personengewicht | 120 kg |
| Fahrgeschwindigkeiten | 6 km/h |
| Raddurchmesser Lenkrad in mm | 178 |
| Raddurchmesser Antriebsrad in mm | 215 |
| Bodenfreiheit in mm | 70 |
| Hindernishöhe max. in mm | 40 |
| Wenderadius in mm | 980 |
| Motor-Dauerleistung | 2x 250 W |
| Motor-Spitzenleistung | 1000 W |
| Batterien | 12 Ah mit Lithium Batterie |
| Reichweite | 8 km |
| Ladegerät | 2 A |
| Elektronik | 35 Ah |
| Leergewicht mit Lithium Batterien | 17,8 kg |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 140 kg |

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

## 01 iTravel Carbon E-Mobile

| ARTIKEL | BEZEICHNUNG | CHASSISFARBE | EUR € |
|---|---|---|---|
| 9107414 | MEYRA iTRAVEL CARBON Lithium Ionen Batterie | Carbon | 6.674,40 |